

3R78

Полицентрический коленный модуль с пневматическим контролем фазы переноса



• Новый вариант проксимального соединения — резьбовой разъем (ST)



• Новый вариант проксимального соединения — гильзовой PCY (KD)

Преимущества

- Большая целевая группа пациентов с различными весовыми категориями и уровнями ампутации.
- Делает возможным биомеханически важное, контролируемое и стабильное сгибание под нагрузкой до 10°.
- Легкая настройка.
- Отключаемая функция замка.
- Игольчатый подшипник, надежный с мягким качением.
- Современный дизайн для защиты косметической оболочки.

Техническая информация

Уровень активности	2-й и 3-й уровень активности
Макс. вес пациента	100 кг
Область применения	Ампутация бедра, ампутация бедра с длинной культей, вычленение в коленном суставе, вычленение в тазобедренном суставе
Соединение в проксимальной части	Адаптер пирамидка (3R78) Гильзовый PCY (3R78=KD) Резьбовой разъем (3R78=ST)
Соединение в дистальной части	Зажимной хомут d=30 мм
Макс. угол сгибания	150°
Вес	760 г (версия с пирамидкой)
Системная высота	156 мм (версия с пирамидкой)
Рекомендуемые компоненты	Стопы: 1C10 Terion, 1D35, 1C30, 1C40 Несущий модуль: 2R3 (сталь), 3R38 (титан), 2R49 (алюм.) Косметическая оболочка: 3S107